



Varenummer 1999917746



Moppeboksholder, Diversey TASKI Nano, 485x274x48mm, grå, stål

Produktbeskrivelse

Spandeholder til Diversey TASKI Nano vogne. Passer til vores blå, 22 liters moppebokse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboksholder
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Nano
Farve	Grå
Materiale	Stål
Længde/dybde	485 mm
Bredde	274 mm
Højde	48 mm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				