



Varenummer 1999917841

Reservedel, SEKO ProMax, reservedelskit, doseringsknap

Produktbeskrivelse

Doseringsknap. Kitted indeholder knap, fjeder og magnet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reservedel
Varemærke	SEKO
Vareserie	ProMax
Features	Reservedelskit, doseringsknap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12.2 cm	8.8 cm	4.7 cm	