

Varenummer 1999917911

**Sækko-Boy sæk, 60 l, rød, LDPE/
genanvendt, 55x103cm**

- ✓ Passer til 60 l Sækko-Boy stativ
- ✓ Fremstillet af genanvendt plast
- ✓ Velegnet til tungt affald



www.blauer-engel.de

Produktbeskrivelse

Produceret af genanvendt plast. Sækken passer til 60 l Sækko-Boy stativ og er velegnet til opsamling af tungt affald.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Sækko-Boy sæk
Farve	Rød
Features	55x103cm
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	103 cm
Bredde	55 cm
Rumindhold, netto	60 l
Tykkelse	55 micron
Rullebredde	37
Affaldstype	Tung
Certifikater	The Blue Angel.
Der Blaue Engel licensnr.	DE-UZ 30a/41432
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 rl	33.3 cm	26 cm	24.8 cm	5703538493041
rl	1 rl				5703538500664



Miljømærket The Blue Angel har været den tyske forbundsregerings miljømærke i mere end 45 år. Det er et uafhængigt og troværdigt mærke, der sætter strenge standarder for miljøvenlige produkter og tjenester. The Blue Angel er guide til køb.

www.blauer-engel.de



PE med lav densitet.



Produktet er fremstillet af
100 % genanvendt plastaffald.