

Varenummer 1999917921

**Containersæk, 800 l, sort, LDPE/  
genanvendt, 196x191cm**

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Praktisk



www.blauer-engel.de

**Produktbeskrivelse**

Containersække er velegnet som hygiejnisk beskyttelse og overflødig gør indvendig rengøring af containere. Ved brug af containersække bliver lugtgener og tiltrækning af skadedyr væsentligt reduceret.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Containersæk
Farve	Sort
Features	196x191cm
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	191 cm
Bredde	196 cm
Vægt, netto	1274 g
Rumindhold, netto	800 l
Tykkelse	40 micron
Affaldstype	Middel
Certifikater	The Blue Angel.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

**Forpakning**

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	41.3 cm	39.8 cm	20.6 cm	5703538493126
rl	1 rl				5703538500657



Miljømærket The Blue Angel har været den tyske forbundsregerings miljømærke i mere end 45 år. Det er et uafhængigt og troværdigt mærke, der sætter strenge standarder for miljøvenlige produkter og tjenester. The Blue Angel er guide til køb.



PE med lav densitet.



Produktet er fremstillet af  
100 % genanvendt plastaffald.