

Varenummer 1999917923

Containersæk, 1000 l, sort, LDPE/ genanvendt, 228x172cm

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Praktisk



Produktbeskrivelse

Containersække er velegnet som hygiejnisk beskyttelse og overflødiggør indvendig rengøring af containere. Ved brug af containersække bliver lugtgener og tiltrækning af skadedyr væsentligt reduceret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Containersæk
Farve	Sort
Features	228x172cm
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	172 cm
Bredde	228 cm
Vægt, netto	1338 g
Rumindhold, netto	1000 l
Tykkelse	40 micron
Rullebredde	32
Affaldstype	Middel
Certifikater	The Blue Angel.
Der Blaue Engel licensnr.	DE-UZ 30a/41551
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	49.5 cm	85 cm	22 cm	5703538493133
rl	5 stk				5703538500602



Miljømærket The Blue Angel har været den tyske forbundsregerings miljømærke i mere end 45 år. Det er et uafhængigt og troværdigt mærke, der sætter strenge standarder for miljøvenlige produkter og tjenester. The Blue Angel er guide til køb.



PE med lav densitet.



Produktet er fremstillet af
100 % genanvendt plastaffald.