



Varenummer 1999918102

Dermatoskop, HEINE DELTA 30 PRO, sort, med USB-lader og etui



Produktbeskrivelse

HEINE DELTA 30 PRO, en perfekt kombination af avanceret billedteknologi og brugervenligt design. Dette dermatoskop leverer enestående billedkvalitet med dyb lyspenetration, der skaber levende 3D-lignende billeder af hudlæsioner. Med HEINE colorSHIFT-funktionen har du fuld kontrol over farvetemperaturen for at tilpasse den efter dine præferencer. Den robuste konstruktion, herunder en holdbar aluminiumsramme og glaslinsen, gør dermatoskopet modstandsdygtigt over for desinfektionsmidler og nemt at rengøre. Den forbedrede batterilevetid sikrer pålidelig ydeevne under brug. Autoklaverbar kontaktplade med skala sikrer hygiejnisk brug, mens den lille kontaktplade muliggør undersøgelse af svært tilgængelige læsioner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dermatoskop
Varemærke	HEINE
Vareserie	DELTA 30 PRO
Farve	Sort
Features	Med USB-lader og etui
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24.3 cm	19.8 cm	9.6 cm	4053755201594



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.