



Varenummer 1999918114

Urinmonovette, 10 ml, grøn, med stabilisator (borsyre), steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Findes med og uden stabilisator (borsyre), som kan stabiliserer prøven i op til 48 timer uden at skulle på køl.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinmonovette
Farve	Grøn
Features	Med stabilisator (borsyre), steril
Længde/dybde	10.2 cm
Diameter	1.5 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Fungerer som en alm. sprøjte. Prøven trækkes op i beholderen, hvorefter ansatsen fjernes og prøvesættet lukkes med beskyttelseshætte. Den lange ansats gør det nemt og hygiejnisk at opsamle prøver.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	77 cm	37 cm	19.5 cm	04038917009942
pk	100 stk	35 cm	15.5 cm	17 cm	04038917104548



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en
sundhedsfare på langt sigt.

STERILE

Produktet er sterilt