



Produktdatablad

# Urintest m/stabilisator, 10 ml sprøjte, steril

Varenummer: 1999918114



## Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 5 Pakke pr. Kolti. Produktbetegnelse: Urinmonovette. Holdbarhed: 3 år. Features: med stabilisator (borsyre), steril. Længde/dybde: 10,2 cm. Diameter: 1,5 cm. Rumindhold, brutto: 10 ml. Certifikater: IVD.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse A. Direktiver, lovgivning og regler: IVDR (EU) 2017/746. Produktbeskrivelse: Anvendes i forbindelse med opsamling af urin til analyse. Findes med og uden stabilisator (borsyre), som kan stabiliserer prøven i op til 48 timer uden at skulle på køl.

Brugsanvisning: Fungerer som en alm. sprøjte. Prøven trækkes op i beholderen, hvorefter ansatsen fjernes og prøvesættet lukkes med beskyttelseshætte. Den lange ansats gør det nemt og hygiejnisk at opsamle prøver. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.