



Varenummer 1999918138



Støvbeholder, i-Vac Co-Botic 1700, hvid, 1-rums, 400 ml

Produktbeskrivelse

Støvbeholder til montering bagpå Co-botic 1700. Kan indeholde op til 400 ml støv og skidt. Filter købes separat på varenummer: 1999914121

Specifikationer

Produktbetegnelse	Støvbeholder
Varemærke	I-Vac
Vareserie	Co-Botic 1700
Farve	Hvid
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	400 ml
Inkluderet tilbehør	1x HEPA Filter

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				