



Varenummer 1999918177

**Stetoskop, 4,5cm, sort, vendbart****Produktbeskrivelse**

Anvendes til stetoskopi af hjerte og lunger.

**Specifikationer**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Produktbetegnelse                | Stetoskop         |
| Farve                            | Sort              |
| Features                         | Vendbart          |
| Længde/dybde                     | 4.5 cm            |
| Certifikater                     | MD                |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I          |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |

**Forpakning**

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 21.5 cm | 11 cm  | 2.6 cm | 4052919016784 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.