



Varenummer 1999918180

Stetoskop, 4,5cm, sort, enkeltsidet



Produktbeskrivelse

Anvendes til stetoskopi af hjerte og lunger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop
Farve	Sort
Features	Enkeltsidet
Længde/dybde	4.5 cm
Certifikater	MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.6 cm	11.1 cm	2.6 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.