



Produktdatablad

Håndklædeark, 2-lag, 3 fold, 24x20,3cmx8 cm, hvid, blandingspapir, EU-Blomsten

Varenummer: 1999918190



Varedeklaration

Forpakning: 150 Ark pr. Pakke, 25 Pakke pr. Kolli, 20 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Håndklædeark. Varemærke: ABENA. Vareserie: Care-Ness Classic. Materiale: blandingsfibre. Antal lag: 2-lags. Længde/dybde: 24 cm. Bredde: 20,3 cm. Certifikater: EU-Blomsten. Foldningsmetode: Z-fold. Foldningsdybde: 8. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Dette ABENA Care-Ness Classic håndklædeark, fremstillet i blandingsfibre, er til hygiejnisk alternativ til stofhåndklæder og håndblæsere. Her får du ikke alene en god sugeevne, men også en blød og behagelig kvalitet. Produktet er velegnet til steder med stort forbrug, hvor både omkostninger og kvalitet prioriteres højt. Den geniale et-ark-ad-gangen foldemetode hjælper til at reducere forbruget og øge hygiejnen.