



Varenummer 1999918340

## Hydrofob bandage, Sorbact Gel Compress, 20x25cm, grøn, latexfri, steril, engangs

- ✓ En bakterie- og svampebindende bandage
- ✓ Bidrager til at skabe et fugtigt sår miljø



### Produktbeskrivelse

Sorbact Gel Compress reducerer den mikrobielle belastning i tørre til let væskende sår. Sorbact Gel Compress er en steril bakterie- og svampebindende bandage vædet med gel. Den består af et grønt Sorbact sårkontaktlag med en vandbaseret gel.

Sorbact Gel Compress afgiver fugt og bidrager til at skabe et fugtigt sår miljø.

Fikses med passende sekundær bandage.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Gel Compress
Farve	Grøn
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Hydrogel
Længde/dybde	20 cm
Bredde	25 cm
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 pk	40 cm	26 cm	16.5 cm	7392130003963
pk	5 stk	33 cm	2 cm	24 cm	7392130003901



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt