



Varenummer 1999918341

Hydrofob bandage, Sorbact Gel Compress, 15x3cm, grøn, latexfri, steril, engangs

- ✓ Forebygger og behandler sårinfektion
- ✓ Ingen frigivelse af aktive stoffer i såret
- ✓ Antibiotikaresistens forventes ikke
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Velegnet til langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Sikker at anvende, også til nyfødte og gravide



Produktbeskrivelse

Reducerer den mikrobielle belastning i tørre til væskende sår Sorbact® Gel Compress er et ikke-absorberende bakterie- og svampebindende sårkontaktlag, baseret på Sorbact® Technology. Den består af et Sorbact® DACCT™-belagt sårkontaktlag med hydrogel, som indeholder carbomer og propylenglycol (10%). Sorbact® Gel Compress frigiver fugt og bidrager til et fugtigt sårmiljø og faciliterer autolytisk debridering. Sorbact® Gel Compress forebygger og behandler sårinfektioner og fremmer sårhelingsprocessen. Sorbact® Gel Compress er beregnet til behandling af rene, forurenede, koloniserede eller inficerede tørre til væskende sår, såsom kirurgiske sår, traumesår, forbrændinger, tryksår, diabetiske fodsår og bensår. Sorbact® Gel Compress kan både anvendes på overfladiske og dybe sår. Til håndtering af eksudat bør Sorbact® Gel Compress bruges sammen med en fugtbevarende sekundær bandage der passer til eksudatniveauet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Gel Compress
Farve	Grøn
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Hydrogel
Længde/dybde	15 cm
Bredde	3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	21 pk	39.6 cm	26.3 cm	16.5 cm	7392130003949
pk	10 stk	23 cm	2 cm	11.5 cm	7392130003888



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt