



Varenummer 1999918343

Hydrofob bandage, Cutimed Siltec Sorbact B, 7,5x7,5cm, grøn, m/silikoneklæb, latexfri, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Cutimed Siltec Sorbact B® er en bakterie- og svampebindende bandage baseret på Sorbact® Technology. Den består af et Sorbact sårkontaktlag kombineret med en absorberende polyuretanskum med striber af superabsorbanter. Bandagen har en klæbekant med silikoneklæb, der minimerer risikoen for traume i forbindelse med bandageskift. Produktet absorberer og fastholder eksudat. Cutimed® Siltec® Sorbact® B forebygger og behandler sårinfektioner samtidig med at den understøtter sårhelingsprocessen.

Sorbact sårkontaktlag er påvist at kunne binde sårrelaterede patogener i op til 7 dage in vitro.

Cutimed Siltec Sorbact B er velegnet til behandlingen af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede sår, der er lavt til højeksuderende, såsom postoperative sår, traumesår, tryksår, diabetiske fodsår og bensår.

Produkterne bør kun bruges til overfladiske sår. Bandagen kan bruges i forbindelse med kompressionsbehandling.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Cutimed
Vareserie	Siltec Sorbact B
Farve	Grøn
Features	M/silikoneklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PU
Længde/dybde	7.5 cm
Bredde	7.5 cm
Steriliseringmetode	R
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	39.4 cm	29.8 cm	20 cm	7392130006773
pk	10 stk	13.8 cm	7.4 cm	16.5 cm	7392130006575



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt