



Produktdatablad

Håndklædeark, 2-lag, 2-fold, 22,5 x 22 x 11,2 cm., hvid, genanvendt papir, EU-Blomsten

Varenummer: 1999918631



Varedeklaration

Forpakning: 210 Ark pr. Pakke, 20 Pakke pr. Kolli, 28 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Håndklædeark. Varemærke: ABENA. Vareserie: Care-Ness Classic. Materiale: genanvendt papir. Antal lag: 2-lags. Længde/dybde: 22 cm. Bredde: 22,5 cm. Certifikater: EU-Blomsten, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Foldningsmetode: V-fold. Foldningsdybde: 11.2. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: ABENA Care-Ness håndklædeark fremstillet i genanvendt papir af den bedste kvalitet er det hygiejniske alternativ til stoffhåndklæder og håndblæsere. Her får du ikke alene en god sugeevne, men også en blød og behagelig kvalitet. Produktet er velegnet til steder med stort forbrug, hvor både omkostninger og kvalitet prioriteres højt. Den geniale et-ark- ad-gangen foldemetode hjælper til at reducere forbruget og øge hygiejnen. Tilhørende varer: 1999902758