


Varenummer 1999918632



Puskapsel, 25x15x4,5cm, 750 ml, grå, nyreformet, engangs, engangs



Produktbeskrivelse

Nyreformet puskapsel fremstillet af genbrugspap. Kan anvendes til opbevaring af instrumenter, sprøjter og lignende i forbindelse med plejesituationer. Nyrebakken kan endvidere anvendes til forskellige former for væsker som for eksempel opkast, urin m.m.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Puskapsel
Farve	Grå
Features	Nyreformet, engangs
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	100% genbrugspap
Længde/dybde	25 cm
Bredde	15 cm
Højde	4.5 cm
Rumindhold, brutto	750 ml
Tykkelse	17 g/m ²
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	320 stk	59 cm	40.1 cm	26 cm	3760305020147
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.