



Produktdatablad

Puskapsel/Nyrebakke pap

Varenummer: 1999918632



Varedeklaration

Forpakning: 320 stk pr. kolli. 20 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Puskapsel. Farve: grå. Ingredienser/sammensætning: 100% genbrugspap Features: nyreformet, engangs. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 25 cm. Bredde: 15 cm. Højde: 4,5 cm. Tykkelse: 17 g/m². Rumindhold, brutto: 750 ml. Certifikater: BRC/loP, MD, CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Nyreformet puskapsel fremstillet af genbrugspap. Kan anvendes til opbevaring af instrumenter, sprøjter og lignende i forbindelse med plejesituationer. Nyrebakken kan endvidere anvendes til forskellige former for væsker som for eksempel opkast, urin m.m. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.