



Varenummer 1999918689

## Tungeholder, 1, 70mm, hvid, steril, engangs



### Produktbeskrivelse

Anatomisk bueformet tungeholder med blød gummispids, krave og integreret bideblok. Der er et gennemgående hul, der kan anvendes til fx sugekater og ganske let luftgennemstrømning. Tungeholderen er fremstillet i fleksibel semitransparent plast, mens bideblokken er tydeligt farvekodet efter størrelse. Tungeholderne er sterile og til engangs brug.

STERILE

### Specifikationer

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Produktbetegnelse                | Tungeholder       |
| Størrelse                        | 1                 |
| Farve                            | Hvid              |
| Features                         | Steril            |
| Engangs/flergangs                | Engangs           |
| Længde/dybde                     | 70 mm             |
| Certifikater                     | CE. MD.           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse Is         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| pk    | 10 stk     | 27 cm  | 16 cm  | 10 cm |     |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE