



Varenummer 1999918690

Tungeholder, 2, 80mm, grøn, steril, engangs**Produktbeskrivelse**

Anatomisk buetformet tungeholder med blød gummispid, krave og integreret bideblok. Der er et gennemgående hul, der kan anvendes til fx sugekatter og ganske let luftgennemstrømning. Tungeholderen er fremstillet i fleksibel semitransparent plast, mens bideblokken er tydeligt farvekodet efter størrelse. Tungeholderne er sterile og til engangs brug.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tungeholder
Størrelse	2
Farve	Grøn
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	80 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	27 cm	16 cm	10 cm	8023279344356



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE