



Varenummer 1999918811

Låg, 19x19x4,2cm, klar, PET



### Produktbeskrivelse

PET låg der er stabile og klare, så indholdet nemt ses igennem skålen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg
Farve	Klar
Materiale	PET
Længde/dybde	19 cm
Bredde	19 cm
Højde	4.2 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	38.5 cm	38.5 cm	55.5 cm	5703538498992
pk	50 stk	19 cm	19 cm	26 cm	5703538498985



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polyethylentereftalat er en type plast.



Produktet er frysesikkert.