


Varenummer 1999918816

## Containersæk, 180 l, sort, LDPE/ genanvendt, 114x150cm

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Praktisk



### Produktbeskrivelse

Containersække er velegnet som hygiejnisk beskyttelse og overflødiggør indvendig rengøring af containere. Ved brug af containersække bliver lugtgener og tiltrækning af skadedyr væsentligt reduceret.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Containersæk
Farve	Sort
Features	114x150cm
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	150 cm
Bredde	114 cm
Vægt, netto	1164 g
Rumindhold, netto	180 l
Tykkelse	40 micron
Rullebredde	38
Affaldstype	Middel
Certifikater	The Blue Angel.
Der Blaue Engel licensnr.	DE-UZ 30a/41551
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 rl	39 cm	40 cm	19 cm	5703538499098
rl	10 stk				5703538499081



Miljømærket The Blue Angel har været den tyske forbundsregerings miljømærke i mere end 45 år. Det er et uafhængigt og troværdigt mærke, der sætter strenge standarder for miljøvenlige produkter og tjenester. The Blue Angel er guide til køb.



PE med lav densitet.



Produktet er fremstillet af  
100 % genanvendt plastaffald.

