



Varenummer 1999918817

## Containersæk, 240 l, sort, LDPE/ genanvendt, 124x151cm

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Praktisk



www.blauer-engel.de

### Produktbeskrivelse

Containersække er velegnet som hygiejnisk beskyttelse og overflødig gør indvendig rengøring af containere. Ved brug af containersække bliver lugtgener og tiltrækning af skadedyr væsentligt reduceret.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Containersæk
Farve	Sort
Features	124x151cm
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	151 cm
Bredde	124 cm
Vægt, netto	1274 g
Rumindhold, netto	240 l
Tykkelse	40 micron
Rullebredde	38
Affaldstype	Middel
Certifikater	The Blue Angel.
Der Blaue Engel licensnr.	DE-UZ 30a/41551
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 rl	41.7 cm	41 cm	21.4 cm	5703538499111
rl	1 rl				5703538499104



Miljømærket The Blue Angel har været den tyske forbundsregerings miljømærke i mere end 45 år. Det er et uafhængigt og troværdigt mærke, der sætter strenge standarder for miljøvenlige produkter og tjenester. The Blue Angel er guide til køb.



PE med lav densitet.



Produktet er fremstillet af  
100 % genanvendt plastaffald.

