



Varenummer 1999918841



## Dispenser, ABENA Technology by Hagleitner, 12,6x13,1x23,3cm, sort, plast, til desinfektiongel, hybrid

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret brugerfrekvensmåling
- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms

### Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien ABENA Technology by Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast med Abena-logo.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Vareserie	Technology by Hagleitner
Farve	Sort
Features	Til desinfektiongel, hybrid
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	23.3 cm
Vægt, netto	850 g
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	49.5 cm	40 cm	30.2 cm	9008353230106



Affaldsspand til vægmontering.