



Varenummer 1999918846



## Vaskeforstærker, Diversey CLAX Enzi 20A1, 20 l, uden farve og parfume

### Produktbeskrivelse

Clax Enzi er en koncentreret enzymatisk fosfatfri vaskeforstærker, baseret på en blanding af overflade aktive stoffer. Clax Enzi er en stærkt koncentreret vaskeforstærker / enzym booster indeholdende en blanding af effektive overfladeaktive stoffer og enzymer. De overfladeaktive stoffer leverer fremragende fedtfjernelse ved såvel høje som lavere temperaturer, hvor enzymerne effektivt fjerner proteinpletterne ved mellem temperaturer. Clax Enzi er også ideel til fjernelse af fedt og protein ved lavere temperaturer. I tillæg kan det bruges i hovedvasken til sarte tekstiler og uld.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaskeforstærker
Varemærke	Diversey
Vareserie	CLAX Enzi 20A1
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	9
Rumindhold, netto	20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
klil	1 stk	29 cm	24 cm	39.5 cm	7615400138951



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.