

Varenummer 1999918849

Yankauersug, 25cm, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Beregnet til at suge væsker i forbindelse med operation og andre procedure. Anatomisk og skridsikkert håndtag for let greb. Transparent for at kunne følge strømmen af væsker. Åben spids med 4 aflastningshuller samt 2 meter påsat sugeslange

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Yankauersug
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	25 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	59.5 cm	40.5 cm	36.4 cm	8004007005343



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE