



Varenummer 1999918860



Rengøringsklud, Vileda PURmicro Active, 35x38cm, grøn

- ✓ Til våd og fugtig rengøring af alle overflader
- ✓ Efterlader ingen striber eller partikler på glatte overflader
- ✓ Ekstra fin mikrofiber for høj rengøringsevne
- ✓ Højabsorberende

Produktbeskrivelse

Mikrofiberklud med høj absorberingsevne. Efterlader et skinnende rent resultat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Varemærke	Vileda
Vareserie	PURmicro Active
Farve	Grøn
Ingredienser/sammensætning	88% polyester, 12% polyamid. Imprægnering: Polyurethan
Længde/dybde	35 cm
Bredde	38 cm
Vægt, netto	0.26 kg
Tykkelse	178 g/m ²
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	60 grader. Max 95 grader

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 pk	37 cm	20 cm	42 cm	4023103243798
pk	5 stk	19 cm	18 cm	4 cm	4023103243804