



Varenummer 1999918861

## Rengøringsklud, Vileda PURmicro Active, 35x38cm, rød

- ✓ Til våd og fugtig rengøring af alle overflader
- ✓ Efterlader ingen striber eller partikler på glatte overflader
- ✓ Ekstra fin mikrofiber for høj rengøringssevne
- ✓ Højabsorberende

### Produktbeskrivelse

Mikrofiberklud med høj absorberingsevne. Efterlader et skinnende rent resultat.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsklud
Varemærke	Vileda
Vareserie	PURmicro Active
Farve	Rød
Ingredienser/sammensætning	88% polyester, 12% polyamid, imprægnering: polyurethan
Længde/dybde	35 cm
Bredde	38 cm
Vægt, netto	0.26 kg
Tykkelse	178 g/m <sup>2</sup>
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	60 grader. Max 95 grader

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 pk	37 cm	20.5 cm	41.5 cm	4023103243774
pk	5 stk	19 cm	18 cm	4 cm	4023103243781