


Varenummer 1999918953

Viking boks, Duni, 14x20x4,5cm, 1100 ml, brun, karton/PE, 1-rums

- ✓ Fremragende stabelbarhed
- ✓ Vand og fedt bestandig



Produktbeskrivelse

Vikingbokse er lavet med smallere kanter, hvilket gør dem mere spild-sikrer. Boksene har også et smart moduldesign og er nemme at stable hvilket er optimalt ved opbevaring og transport. Praktisk nok behøver hverken kasser eller låg foldes. Vikingsortimentet tilbyder løsninger til både varm og kold mad i moderne design.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Viking boks
Varemærke	Duni
Farve	Brun
Materiale	Karton, PE
Længde/dybde	14 cm
Bredde	20 cm
Højde	4.5 cm
Vægt, brutto	14 g
Rumindhold, brutto	1100 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	59.3 cm	40.2 cm	44.6 cm	07321032028644



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.