




Varenummer 1999918962

Kødbakke, K 81-60S, 26,3x16,4x5,9cm, 1850 ml, klar, APET

- ✓ højt niveau af genanvendt PET
- ✓ flot præsentation af indhold



Produktbeskrivelse

Vores forskellige bakker fremstillet i A-PET kan anvendes til alle fødevarer. A-PET er et transparent materiale, som gør disse opbevaringsbakker særligt egnet til indhold der præsenterer sig pænt, for eksempel salater, frugtanretninger og lignende



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kødbakke
Model	K 81-60S
Farve	Klar
Materiale	APET
Længde/dybde	26.3 cm
Bredde	16.4 cm
Højde	5.9 cm
Rumindhold, brutto	1850 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	60 cm	40 cm	52.5 cm	5703969087949



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.



Amorf polyethylentereftalat er en type plast.



Produktet kan vaskes i opvaskemaskinen.