



Varenummer 1999919153

Irrigationssæt, Peristeen Light, 175 ml, 1 vandbeholder, 30 stk. konus



Produktbeskrivelse

Peristeen Light er et produkt til transanal irrigation, der med lavt skyl kan hjælpe mennesker med at håndtere problematikker, såsom forstoppelse eller ufrivillig afføring. Konuskateteret er blødt og flexibelt med en afrundet kateterspids. Der er en glat belægning, som aktiveres med vand. Beholderen kan indeholde 175ml vand og kan bruges op til 30 gange.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Irrigationssæt
Varemærke	Peristeen
Vareserie	Light
Features	1 vandbeholder, 30 stk. konus
Rumindhold, brutto	175 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsstyring
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	8 stk	59.9 cm	34.8 cm	58 cm	5701780287739
stk	1 stk				5701780287692



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC
(plasttype fremstillet af
polyvinylchlorid).



Produktet indeholder ikke latex.