



Varenummer 1999919170

Manchet, Mesi, M, sæt, til mTablet



Produktbeskrivelse

MESI mTABLET BP er et automatisk elektronisk blodtryksmålersystem, der måler patienten blodtryk på overarmen. Systemet er beregnet til at udføre, se og opbevare blodtryk på. Dette er en højre og en venstre manchet til mTablet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Mesi
Størrelse	M
Features	Sæt, til mTablet
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 pk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.