


**Varenummer** 1999919191


**Dispenser, ABENA Technology by Hagleitner, 600 ml, hvid, til pose refiller, hybrid, til skumsæbe/desinfek.**

## Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien ABENA Technology by Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af din sæbe og desinfektion, så dine dispensere aldrig løber tør. Dispenseren indeholder ydermere end restkabine på 200 tryk, når selve refilleren er tømt. Dispenserne i denne serie er koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast med Abena-logo.

## Specifikationer

<b>Produktbetegnelse</b>	Dispenser
<b>Varemærke</b>	ABENA
<b>Vareserie</b>	Technology by Hagleitner
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Features</b>	Til pose refiller, hybrid, til skumsæbe/desinfek.
<b>Længde/dybde</b>	12.6 cm
<b>Bredde</b>	13.1 cm
<b>Højde</b>	25.3 cm
<b>Rumindhold, netto</b>	600 ml

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	77.1 cm	33 cm	44.6 cm	9008353231752