



Varenummer 1999919192



Dispenser, ABENA Technology by Hagleitner, 600 ml, hvid, plast, til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret brugerfrekvensmåling
- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms
- ✓ Justerbart mængde på 0,3ml, 0,6ml og 0,9ml.

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien ABENA Technology by Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af din sæbe og desinfektion, så dine dispensere aldrig løber tør. Dispenseren indeholder ydermere end restkabine på 200 tryk, når selve refilleren er tømt. Dispenserne i denne serie er koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast med Abena-logo.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Vareserie	Technology by Hagleitner
Farve	Hvid
Features	Til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm
Vægt, netto	700 g
Rumindhold, netto	600 ml
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	77.1 cm	33 cm	44.6 cm	9008353231776



Affaldsspand til vægmontering.