


Varenummer 1999919192


Dispenser, ABENA Technology by Hagleitner, 600 ml, hvid, til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien ABENA Technology by Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af din sæbe og desinfektion, så dine dispensere aldrig løber tør. Dispenseren indeholder ydermere end restkabine på 200 tryk, når selve refilleren er tømt. Dispenserne i denne serie er koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast med Abena-logo.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Vareserie	Technology by Hagleitner
Farve	Hvid
Features	Til pose refiller, analog, til skumsæbe/desinfek.
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm
Rumindhold, netto	600 ml

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	77.1 cm	33 cm	44.6 cm	9008353231776