



Varenummer 1999919194



Dispenser, ABENA Technology by Hagleitner, 12,6x13,1x25,3cm, hvid, plast, til desinfektiongel, hybrid

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien ABENA Technology by Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast med Abena-logo.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Vareserie	Technology by Hagleitner
Farve	Hvid
Features	Til desinfektiongel, hybrid
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	15 stk	77.4 cm	29.6 cm	44.2 cm	9008353231813