



Varenummer 1999919194



Dispenser, ABENA Technology by Hagleitner, 12,6x13,1x23,3cm, 700 ml, hvid, plast, til desinfektiongel, hybrid

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret brugerfrekvensmåling
- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien ABENA Technology by Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast med Abena-logo.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Vareserie	Technology by Hagleitner
Farve	Hvid
Features	Til desinfektiongel, hybrid
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	23.3 cm
Vægt, netto	670 g
Rumindhold, netto	700 ml
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	77.4 cm	29.6 cm	44.2 cm	9008353231813



Affaldsspand til vægmontering.