



Varenummer 1999919291

Lup, HEINE, til pandelampe ML4, 2,5 x 340mm

Produktbeskrivelse

Lup til ML4 Pandelampe. Uden stænkeskyttelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lup
Varemærke	HEINE
Features	Til pandelampe ML4, 2,5 x 340mm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	7 cm	41 cm	4053755132652