

Varenummer 1999919363

## Rentvandstank, Co-Botic 45



### Produktbeskrivelse

Rentvandstank til Co-botic 45 robotgulvasker fra i-Team. Tanken kan indeholde op til 10 liters vand, som kan række rigtig langt, med den indbyggede vandbesparelseteknologi der sidder inde i Co-botic 45.

### Specifikationer

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Produktbetegnelse | Rentvandstank |
| Model             | Co-Botic 45   |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |