



Varenummer 1999919364



Nøglecylinder, Diversey TASKI, Swingo 955/755, metal

Produktbeskrivelse

Nøglecylinder inkl. metalnøgle til Taski Swingo 755 & 955 gulvvasker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Nøglecylinder
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 955/755
Materiale	Metal

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	49.4 cm	26.7 cm	9 cm	