



Varenummer 1999919387



Kit til metaldetektion, Vikan, 55x45x8mm, blå, metal/PP

- ✓ Overholdelse af HACCP-kravene
- ✓ Velegnet til fødevarerindustrien



Produktbeskrivelse

Brug dette testkit til at kontrollere sporbarheden i for Vikans metaldetekterbare plastprodukter i en metaldektor som en del af din overholdelse af HACCP-kravene.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kit til metaldetektion
Varemærke	Vikan
Farve	Blå
Materiale	Metal, PP
Længde/dybde	55 mm
Bredde	45 mm
Højde	8 mm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	23 cm	15 cm	1 cm	15705028033505



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.