



Varenummer 1999919673



Moppeboks, Diversey TASKI Nano,
560x300x270mm, blå, plast, med hank,
til rist

Produktbeskrivelse

Blå moppeboks på 22 liter. Til moppeboksen kan der tilkøbes en dryprist, til afdrypning af vådmopper

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppeboks
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Nano
Farve	Blå
Features	Med hank, til rist
Materiale	Plast
Længde/dybde	560 mm
Bredde	300 mm
Højde	270 mm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				