



Varenummer 1999919717

Pulsoximeter, Nonin, Palm SAT 2500



Produktbeskrivelse

Palmsat 2500 er et håndholdt pulsoximeter udviklet til professionelt brug, leveres som standard med finger sensor. Nonin Palmsat 2500 er batteridrevet og velegnet til mobilt brug i ambulancer såvel som på hospitaler, skadestuer, hos praktiserende læger mm. Stort LED-display og to-knaps betjening gør Palmsat 2500 meget brugervenlig. Passer til næsten alle fingerstørrelser og kan anvendes til både børn og voksne, med en vægt på > 30 kg. 72 timers data-hukommelse og lang batterilevetid på 80 timer, bruger 4 stk. AA-batterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulsoximeter
Varemærke	Nonin
Model	Palm SAT 2500
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, (EU) 2023/1542
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	29 cm	20 cm	7 cm	00833166000009



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.