



Varenummer 1999919834

## Dispenser, Hagleitner, 16,3x15x32,6cm, hvid, plast, til 2 ruller toiletpapir, analog

- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms

### Produktbeskrivelse

Toiletpapirdispenseren fra Hagleitner er fremstillet i slidstærkt hvidt ABS-plast og passer til toiletpapir fra Hagleitner. Den er nem at bruge og sikrer, at papiret holdes rent og tilgængeligt. Ideel til både private og offentlige toiletter.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Hvid
Features	Til 2 ruller toiletpapir, analog
Materiale	Plast
Længde/dybde	16.3 cm
Bredde	15 cm
Højde	32.6 cm
Vægt, netto	1.25 kg
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	72 cm	39 cm	35 cm	9008353126300



Affaldsspand til vægmontering.