



Varenummer 1999919840

Dispenser, Hagleitner, 12,6x13,1x25,3cm, 700 ml, hvid, plast, til desinfektiongel, hybrid

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret brugerfrekvensmåling
- ✓ Holdbart ABS-plast design
- ✓ Ideel til hyppigt brugte washrooms

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i slidstærkt ABS-plast.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Hvid
Features	Til desinfektiongel, hybrid
Materiale	Plast
Længde/dybde	12.6 cm
Bredde	13.1 cm
Højde	25.3 cm
Vægt, netto	700 g
Rumindhold, netto	700 ml
Strømspecifikationer	Batteri/ledning
Inkluderet tilbehør	Nøgler, Skruer og rawplugs. Batteri og ledning medfølger ikke

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	77 cm	30.5 cm	43.5 cm	9008353131311



Symbolet repræsenterer en intelligent sensor, der er i stand til at indsamle og sende data. Det signalerer, at enheden er udstyret med integreret elektronik og trådløs kommunikation, som gør det muligt at overvåge forbrug, status, fyldningsniveauer og servicebehov i realtid. Symbolet indikerer, at produktet kan indgå i et digitalt økosystem, hvor data automatisk overføres til en app eller browser.



Affaldsspand til vægmontering.