



Varenummer 1999919904

Doseringspumpe, Ecolab, Ø40mm, 25 ml, til 5 og 10 l dunk

Produktbeskrivelse

Ecolab Doseringpumpe til 5 og 10 l dunke. Doseringspumpen giver 25 ml pr. pumpetryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Varemærke	Ecolab
Features	25 ml, til 5 og 10 l dunk
Diameter	40 mm
Vægt, netto	0.65 kg
Vægt, brutto	0.651 kg
Inkluderet tilbehør	Dosering er 25 ml pr. tryk.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	40 cm	5.3 cm	4028159073191