



Varenummer 1999919914

**Skinbakke, K 2260-27, 26x17,7x2,7cm,
920 ml, klar, APET, 1-rums**

✓ God til facing i butikker eller lign.



Produktbeskrivelse

Med en skinpakning vil bakkerne egne sig godt til en opretstående facing i butikken. Meget anvendelig til skinpakning af alle kødtyper og seafood.



A-PET

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skinbakke
Model	K 2260-27
Farve	Klar
Materiale	APET
Længde/dybde	26 cm
Bredde	17.7 cm
Højde	2.7 cm
Rumindhold, brutto	920 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 2 timer ved 70°C.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Amorf polyethylentereftalat
er en type plast.