



Varenummer 1999919921

Fryseelement, 400 ml, gelpack, +2 til +8°C

✓ Langvarlig køleeffekt, engangs



Produktbeskrivelse

Fryseelement bruges til at holde fødevarer mm. mere køligt i længere tid.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fryseelement
Features	Gelpack, +2 til +8°C
Rumindhold, netto	400 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	30 stk	39.1 cm	24.5 cm	18.4 cm	



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.