

Varenummer 1999919923

## Låg til termokasse, 40x30x3cm, hvid, EPS

✓ Passer til termokasse



### Produktbeskrivelse

Låg til termokasse

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til termokasse
Farve	Hvid
Materiale	EPS
Længde/dybde	40 cm
Bredde	30 cm
Højde	3 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra -80C til +40C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra -80oC til +40oC
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	40 cm	3 cm	30 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.