

Varenummer 1999919924

Termokasse, 40x30x23cm, hvid, EPS, 1-rums, ekskl. låg

- ✓ EPS
- ✓ ,
- ✓ Kraftigt isolerende



Produktbeskrivelse

Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokasse
Farve	Hvid
Features	Ekskl. låg
Materiale	EPS
Længde/dybde	40 cm
Bredde	30 cm
Højde	23 cm
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Anvendelsestemperatur	-70oC-+70oC
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	40 cm	30 cm	23 cm	



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.